

DISTRIBUTEUR SANS CONTACT POUR LA DESINFECTION DES MAINS

Dermados™ Station touchless

**UNE STATION D'HYGIÈNE CONVIVIALE ET SÛRE QUI
PEUT ÊTRE PLACÉE PARTOUT OÙ UNE HYGIÈNE DES
MAINS SÛRE EST NÉCESSAIRE.**

Colonne verticale avec distributeur de désinfectant sans contact pour la distribution hygiénique de désinfectants pour les mains.

- ▲ **APPLICATION HYGIÉNIQUE**
par une opération sans contact
- ▲ **FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE**
un système durable
- ▲ **GAIN** de temps et d'argent

NOUVEAU !



Dermados™ Station touchless

Une station d'hygiène conviviale qui peut être placée partout où une hygiène des mains sûre est nécessaire.

NOTRE PRESTATION	VOTRE BÉNÉFICE
Une hygiène des mains maximale grâce à un fonctionnement sans contact	<ul style="list-style-type: none"> · Un prélèvement hygiénique et pratique · Un bac de récupération permet d'éviter les chutes sur le sol
Dispositif fiable fonctionnant avec batterie	<ul style="list-style-type: none"> · Positionnement libre - pas de montage mural ou de pose de câbles · Placez la station à l'endroit où elle est nécessaire !
Entretien facile	<ul style="list-style-type: none"> · Changement de pile simple · Convient à tous les produits de désinfection des mains Ecolab · Changement de pompe uniquement nécessaire tous les 3 mois

POMPE

La pompe jetable est facile à changer et est en plastique. La pompe permet un remplacement en 30 secondes environ, ce qui évite un période d'immobilisation prolongée. La pompe peut être remplacée à tout moment. Pour des raisons d'hygiène, il est recommandé de changer la pompe tous les trois mois.

DOSAGE

La quantité de dosage est réglable en quatre étapes. Selon les besoins, il peut être fixé entre 1,6 et 6,4 ml par coup. Pour régler, veuillez appuyer sur le bouton de réglage pendant une seconde. Dès que la LED clignote en rouge, le niveau de dosage suivant est atteint. Vous pouvez choisir entre les deux :

- ▲ La LED clignote en rouge une fois Quantité déclenchée env. 1,6 ml
- ▲ La LED clignote deux fois en rouge Quantité déclenchée env. 3,2 ml
- ▲ La LED clignote trois fois en rouge Quantité déclenchée env. 4,8 ml
- ▲ La LED clignote quatre fois en rouge Quantité déclenchée env. 6,4 ml

NETTOYAGE

Afin de garantir un niveau d'hygiène élevé, il est recommandé de nettoyer correctement le distributeur après chaque changement de bouteille. Afin d'éliminer tous les résidus de produit et d'éviter qu'ils ne se mélangent au nouveau produit. Il est recommandé de nettoyer ou de désinfecter le distributeur et les composants à l'eau chaude (par exemple avec des lingettes alcoolisées Incidin™). N'utilisez pas de produits corrosifs à cette fin, car cela attaquaient et endommageraient la surface.

NOTE

Veuillez vérifier régulièrement la fonctionnalité de la station Dermados™.

INFORMATIONS DE COMMANDE

PRODUIT	CONDITIONNEMENT	N° D'ARTICLE
Dermados Station touchless S	1 unité pour 500 ml	102 401 66
Dermados Station touchless L	1 unité pour 1 L	102 401 67



Vidéo: Pour changer facilement la pompe en 30 sec.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

ca 400 X 400 X 1312 mm

Poids : environ 20 kg

MATERIEL

- Acier inoxydable brossé
- Plastique ABS (distributeur)
- Silicone (tuyau)

DOSAGE

- Réglage d'usine 3 ml avec technologie de capteur à double LED
- Ajustable
- Y compris une pompe de rechange

BATTERIE

Puissance : 4 x 1,5 V AA Mignon LR6

Durée : au moins 30 000 cycles.

Avec pré-alerte LED

ZACCESSOIRES ET PIÈCES DETACHÉES

Produit	Conditionnement	N° d'article
Jet Pompe S	1 pièce	100 14 900
Jet Pompe L	1 pièce	100 151 96
Fixation des bouteilles S	1 pièce	100 153 77
Fixation des bouteilles L	1 pièce	100 153 83
Clé S/L	1 pièce	100 153 75
Verrouiller S/L	1 pièce	100 153 76
Plateau d'égouttage S	1 pièce	100 153 64
Plateau d'égouttage L	1 pièce	100 153 72



ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Ecolab-Allee 1
40789 Monheim am Rhein
+49 (0) 2173-599-1900

www.ecolabhealthcare.de

© 2021 Ecolab Inc. Tous les droits réservés.

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH

Kägenstrasse 10
4153 Reinach
+41(0)61-466-94-66

www.ecolabhealthcare.ch/f

ECOLAB®

www.ecolab.com

HC 1177 Mise à jour 02/2021