



DESINFEKTIONSMITTELREINIGER FÜR BÖDEN UND OBERFLÄCHEN

SURFANIOS Premium

DESINFEKTIONSMITTELREINIGER FÜR BÖDEN UND OBERFLÄCHEN

Reinigung und Desinfektion nichtinvasiver Medizinprodukte vor Gebrauch und gemäß deren Gebrauchsanweisung.
Biozidanwendung: für allgemeine Oberflächen.

- Doppelte Wirkung: Kombination aus Reinigung und Desinfektion in einem Arbeitsgang
- Breites Wirkungsspektrum bei kurzen Kontaktzeiten
- Biologisch leicht abbaubarer Komplexbildner



SURFANIOS Premium

Desinfektionsmittelreiniger für Böden und Oberflächen



Surfanios Premium
5 L Kanister

PRODUKTMERKMALE

- Grün gefärbte Lösung
- pH-Wert des reinen Produkts: 10.9
- pH-Wert des verdünnten Produkts (0,25%): ca. 8,5
- Dichte bei 20°C: 1,009 g/ml
- Brechungsindex: 1.3587

MIKROBIOLOGISCHE EIGENSCHAFTEN

WIRKSAMKEIT	KONZENTRATION	EINWIRKZEIT
Bakterizid - gemäss: EN 13727* (5 min 0,25%), EN 16615* (15 min, 0,25%)	0,25 %	15 min
Hefetötend - gemäss: EN 13624* (15 min, 0,25%), EN 16615* (15 min, 0,25%)	0,25 %	15 min
Tuberkulozid - gemäss EN 14348*	0,50 %	30 min
Aktiv gegen behüllte Viren gemäß EN 14476*	0,25 %	5 min
Begrenztes viruzidres Spektrum gemäß EN 14476*	2,0 %	30 min
EN 14476* Adenovirus	1,0 %	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	1,0 % / 2,0 %	60 min / 30 min

* schmutzige Bedingungen

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	ERPACKUNGSEINHEIT	RTIKELNUMMER
SURFANIOS Premium	4 x 5 L	3101190

ANWENDUNGSBEREICH

Desinfektionsmittelreiniger für Böden und Oberflächen.

Reinigung und Desinfektion nichtinvasiver Medizinprodukte vor Gebrauch und gemäß deren Gebrauchsanweisung
Biozidanwendung: für allgemeine Oberflächen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Konzentrierte Lösung.

Das Konzentrat mit Wasser auf die gewünschte Konzentration verdünnen. Um beispielsweise eine Konzentration um 0,25% (2,5 ml/l) zu verdünnen, fügen Sie 20 ml für 8 Liter kaltes oder heisses Wasser hinzu (max. + 60°C).

In ausreichender Menge anwenden (+/- 30 ml/m²). Beachten Sie die empfohlene Kontaktzeit für die erforderliche antimikrobielle Aktivität. Für medizinische Produkte: Gründlich mit Leitungswasser abspülen, um jegliche Produktrückstände zu entfernen. Für biozide Anwendungen: Spülen ist nicht erforderlich, ausser für die zu behandelnden Bereiche, die mit der Haut in Kontakt kommen. Angaben zur Anwendungshäufigkeit und zur Reinigung der Anwendungsgeräte entnehmen Sie bitte dem Hygieneplan Ihres Betriebs. Wissenschaftliche Produktdokumentation (Wirksamkeit, Verträglichkeit etc.) auf Anfrage erhältlich.

INHALTSSTOFFE

N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-Diamin (CAS-Nr. 2372-82-9: 51 mg/g), Didecylidimethylammoniumchlorid (CAS-Nr. 7173-51-5: 25 mg/g), nichtionische Tenside, Komplexbildner, Duftstoff, Farbstoff und Hilfsstoffe.

GUTACHTEN

Medizinprodukt und Biozid. Volle antimikrobielle Aktivität für SURFANIOS Premium ist in dem wissenschaftlichen Dossier enthalten, das auf Anfrage erhältlich ist.

LAGERUNG

zwischen +5°C und +25°C.

BIOZIDE UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.