

SURFA'SAFE Premium



Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Oberflächen und medizinische Geräte

Desinfizierende Reinigungslösung

Desinfizierender Reiniger für nicht invasive, nicht eintauchbare medizinische Geräte.
Biozidanwendung für allgemeine Oberflächen.

SURFA'SAFE PREMIUM ist ein gebrauchsfertiges Produkt zur Reinigung und Desinfektion von Oberflächen.

Kombiniert ein breites Wirkungsspektrum, kurze Kontaktzeiten mit hervorragender Materialverträglichkeit (einschliesslich alkoholempfindlicher Oberflächen) und die Eigenschaften eines sanften Reinigers.

Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich SURFA'SAFE PREMIUM für eine Vielzahl von Oberflächen in Gesundheitseinrichtungen und ist ein ideales Produkt für die Intensivpflege und andere Hochrisikobereiche.

- Reinigung und Desinfektion in einem Schritt, so dass die Oberfläche sichtbar sauber bleibt
- Effiziente Formulierung (frei von Parfüm und Farbstoffen)
- Schaumapplikation



SURFA'SAFE Premium

Desinfizierender Reiniger für nicht invasive, nicht eintauchbare medizinische Geräte. Biozidanwendung für allgemeine Oberflächen.



SURFA'SAFE Premium
750ml Sprühflasche

Produktmerkmale

- Reinigt und desinfiziert in einem Arbeitsschritt
- Ohne Alkohol, Parfüm und Farbstoff
- Antimikrobielles Breitspektrum und optimierte Einwirkzeit
- Kompakter Schaumspender zur Begrenzung der Bildung von Aerosolen und flüchtigen Bestandteile (750 ml)
- Die Formulierung gewährleistet hohe Materialkompatibilität, einschliesslich Polymere (z. B. Polycarbonat, Plexiglas)
- Dichter Schaum für bessere Oberflächenhaftung
- pH 6

Mikrobiologische eigenschaften

Wirksamkeit	Einwirkzeit
Bakterizid - gemäss: EN 13727* (1 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Levurozid - gemäss: EN 13624* (2 min), EN 16615* (2 min)	2 min
Tuberkulozid - gemäss EN 14348*	60 min
Aktiv gegen behüllte Viren gemäss EN 14476*	1 min
EN 14476* Polyomavirus SV40	5 min
EN 14476* Rotavirus	30 sec
Viruzid mit begrenztem Spektrum gemäss EN 14476*	30 min
EN 14476* Adenovirus	30 min
EN 14476* Norovirus (MNV)	15 min

* schmutzige Bedingungen

Bestellinformationen

Produkt	Verpackungseinheit	Artikelnummer
SURFA'SAFE Premium	12 x 750 ml	3103760


0459

LABORATOIRES ANIOS
1, Rue de l'Espoir
59260 Lezennes
France

ECOLAB (SCHWEIZ) GmbH
Kägenstrasse 10
CH-4153 Reinach
Switzerland

Anwendungsbereich

Desinfizierender Reiniger für nicht invasive, nicht eintauchbare medizinische Geräte.
Biozidanwendung: für allgemeine Oberflächen.

Gebrauchsanweisung

Gebrauchsfertige Lösung.

Die Reinigungsdesinfektionslösung auf ein Vliestuch sprühen und abwischen.
Das Produkt gut verteilen (+/- 6 ml/m², d. h. ca. 10 mal sprühen).

Für die angestrebte antimikrobielle Wirkung angegebene Einwirkzeit einhalten.

Ausser bei Bereichen, die mit Haut oder Schleimhäuten in Berührung kommen, ist kein Nachspülen erforderlich.

Bitte beachten Sie die Anweisungen des Herstellers zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten.

Angaben zur Anwendungshäufigkeit und zur Reinigung der Anwendungsgeräte entnehmen Sie bitte dem Hygieneplan Ihres Betriebs.
Wissenschaftliches Dossier (Wirksamkeit, Kompatibilität usw.) auf Anfrage erhältlich.

Inhaltsstoffe

Didecyldimethylammoniumchlorid (CAS-Nr. 7173-51-5; 3 mg/g), nichtionische Tenside, Komplexbildner, Hilfsstoffe.

Lagerung

zwischen +5°C und +25°C.

Biozide und medizinprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

ECOLAB[®]
PROTECTING WHAT'S VITAL™