

HYGIENIQUE, SUR, ECONOMIQUE

Dermados™ mobile

Prévention d'infections ciblées dans des zones d'entrée

Le distributeur de désinfectants mobile avec son application économique, simple et sûre convient pour l'utilisation dans beaucoup d'établissements. Il est pourvu d'instructions illustrées sur la désinfection hygiénique des mains.


- ▲ Usage universel
- ▲ Antigoutte
- ▲ Durable
- ▲ Peu d'entretien
- ▲ Convivial



Dermados™ mobile

Prévention d'infections ciblées dans des zones d'entrée

Notre prestation	Votre bénéfice
Prélèvement hygiénique de tous les produits hygiéniques pour les mains.	Application sûre dans tous les domaines.
Manipulation sûre, peu d'entretien.	<ul style="list-style-type: none"> Pompe à rouleaux peu gourmande en énergie, échange rapide (30 secondes) Durée de vie des batteries prolongée grâce à 4 piles de marque facilement échangeables.
Pour flacons distributeurs de 500 ml avec de nombreuses possibilités de réglage.	Le dosage peut être réglé à quatre quantités de 1,6 à 6,4 ml.



DESCRIPTION

Le distributeur de désinfectants mobile (distributeur à support) en acier inoxydable convient pour l'utilisation dans beaucoup d'établissements. Le montage, l'opération et le nettoyage sont aisés et rapides.

Le distributeur sert à la prévention d'infections ciblée dans des zones d'entrée. Il est prévu pour des flacons distributeurs de 500 ml et pourvu d'une plaque de fond solide.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

Env. 325 mm x 210 mm x 1375 mm (L x P x H), espace requis pour le support H = 379 x 379 mm (L x P)

INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit	Conditionnement	N° d'article
Dermados™ mobile	1 unité pour 500 ml	102 005 36

CONTENU DE LA LIVRAISON

- ▲ Support
- ▲ Distributeur Dermados™ en acier inoxydable
- ▲ Bac d'égouttage
- ▲ Kit de montage
- ▲ Guide « La désinfection hygiénique des mains »
- ▲ Instructions de montage et d'utilisation