



TÜCHER ZUR ALKOHOLISCHEN SCHNELLDESINFEKTION

Incidin™ Alcohol Wipe

TÜCHER ZUR ALKOHOLISCHEN SCHNELLDESINFEKTION

Die Kombination eines breiten Wirkspektrums, kurzer Einwirkzeiten und rückstandsfreien Anwendung macht Incidin Alcohol Wipe ideal für den Einsatz in allen Gesundheitseinrichtungen.

Incidin™ Alcohol Wipe:

- Breites Wirkspektrum, einschließlich Norovirus, kombiniert mit kurzen Kontaktzeiten
- Hochwertiges, strukturiertes Tuchmaterial für eine effiziente Anwendung
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Oberflächen
- Farbstoff- und parfümfrei



Incidin™ Alcohol Wipe

Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion

VORTEILE VON INCIDIN™ ALCOHOL WIPES

Breites Wirkspektrum inkl. Norovirus-Wirksamkeit bei kurzen Einwirkzeiten:

Breites Wirkspektrum für den Einsatz in der täglichen Routine und bei Ausbrüchen, kombiniert mit kurzen Einwirkzeiten, die eine schnelle Desinfektion gewährleisten. Wirksamkeit praxisnah anhand der aus dem Tuch freigesetzter Lösung bestätigt.

Anwenderfreundlich: vorgetränkte Tücher zur alkoholischen Schnelldesinfektion, keine Vorbereitung erforderlich, erhältlich im Flowpack.

Breite Materialverträglichkeit: Hervorragende Materialverträglichkeit auf alkoholbeständigen Oberflächen im gesamten Gesundheitsbereich.

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

WIRKSAMKEIT	EINWIRKZEIT
Bakterizid nach EN 13727 / EN 16615	1 min*/**
Levurozid nach EN 13624 / EN 16615	1 min*/**
Tuberkulozid/ Mykobakterizid nach EN 14348 / EN 16615	1 min*/**
Begrenzt viruzid Plus gemäß EN 14476	5 min*/**
Begrenzt viruzid gemäß EN 14476	30 sec*/**
Viruzid wirksam gegen Rotavirus gemäß EN 14476	30 sec**
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 mit Mechanik (bakterizid, levurozid, tuberkulozid)	5 min*/**
Begrenzt viruzid****	30 sec***
Begrenzt viruzid Plus****	10 min***
Wirksam gegen Rotavirus****	30 sec***

* hohe Belastung **niedrige Belastung ***DVV 2015 (Suspensionstest) **** Gemäß RKI Empfehlung 10/2022

BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Incidin™ Alcohol Wipe	6 x 100 wipes flowpack (20x20 cm)	3092600 PZN 15232673

ANWENDUNGSBEREICH



Medizinprodukt: Schnell wirkendes, gebrauchsfertiges Desinfektionstuch für nicht-invasive Medizinprodukte.

Biozid: für allgemeine Oberflächen (PT2).

GEBRAUCHSANWEISUNG

Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen abwischen und komplett benetzen. Wischtuch nicht wiederverwenden: Die Desinfektion kann nicht mehr gewährleistet werden. Beachten Sie die angegebenen Einwirkzeiten und Bedingungen für die erforderliche Wirksamkeit. Schließen Sie den Deckel nach Gebrauch. Prüfen Sie Verträglichkeit der alkoholempfindlichen Oberflächen vor dem Gebrauch.

Medizinprodukte: Bitte konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung des Herstellers für die Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten. Jeder schwerwiegende Vorfall der im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten ist, soll dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates gemeldet werden.

Haltbarkeitsdauer nach dem Öffnen: 2 Monate.

WIRKSTOFFE

In 100g Tränklösung sind enthalten: 35g 2-Propanol (CAS N°67-63-0), 25g 1-Propano (CAS N° 71-23-8).

LAGERUNG

Produkt in der Originalverpackung zwischen 0°C und 25°C lagern. Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

BIOZID- UND MEDIZINPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH