

# REINIGUNGSMITTEL FÜR DIE AUTOMATISCHE AUFBEREITUNG VON ENDOSKOPEN

## SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

**REINIGUNGSMITTEL FÜR FLEXIBLE ENDOSKOPE.  
AUSSCHLIESSLICH ZU VERWENDEN MIT  
SOLUSCOPE SERIE 5 UND SERIE XS GERÄTEN**

- Monoenzymatisches Reinigungsmittel
- Nachgewiesene Wirksamkeit gegen Biofilme
- Entspricht der Norm EN ISO 15883-4
- Kompatibel mit einem breiten Spektrum flexibler Endoskope
- Lock & Key-System Inkl. integrierter Sauglanze



# SOLUSCOPE™ ECL ENZYMATIC CLEANER

Reinigungsmittel für flexible Endoskope. Ausschließlich zu verwenden mit Soluscope Serie 5 und Serie XS geräten



SOLUSCOPE SERIE 5



SOLUSCOPE SERIE XS

## PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

- Nichtionische Tenside
- Chelate
- Protease
- Hilfsstoffe

## CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

- Hellgelbe bis bernsteinfarbene Flüssigkeit
- Dichte bei 20°C: 1,1 g/mL
- pH (Konz.) bei 20°C: etwa 10,1\*
- pH verdünnt bei 0,5%: etwa 7,5\*
- Leitfähigkeit bei 0,5%: 552 µS/cm

\*pH-Wert-Messungen unter Betriebsbedingungen immer mit einem pH-Meter mit Temperaturkompensation.

## BESTELLINFORMATIONEN

PRODUKT	VERPACKUNGSEINHEIT	ARTIKELNUMMER
Soluscope™ ECL Enzymatic Cleaner	2 x 5 L	3139092

## GEBRAUCHSANWEISUNG

- Schrauben Sie die blaue Kappe, welche mit Ihrem Soluscope Reinigungs- und Desinfektionsgerät (RDG-E) verbunden ist, auf den Behälter (siehe RDG-E Benutzerhandbuch)
- Haltbarkeit nach dem Öffnen: 2 Monate, solange es an das RDG-E angeschlossen ist (Schreiben Sie das Öffnungsdatum auf das Etikett an der dafür vorgesehenen Stelle)
- Stellen Sie sicher, dass das Lüftungsloch nicht blockiert ist
- Automatische Verdünnung

## LAGERUNG

Warnung - Beachten Sie die Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung (die gemäß den geltenden europäischen Vorschriften für die Einstufung und Kennzeichnung von chemischen Produkten erstellt wurden).

## MEDIZINPRODUKT SICHER VERWENDEN

Medizinprodukt der Klasse I. Bitte Etikett und Produktinformationen lesen.



NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.



**SOLUSCOPE SAS**  
(An Ecolab Company)  
100, rue du Fauge  
Z.I Les Paluds - 13400  
Aubagne - France



**ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH**  
Kägenstrasse 10  
CH-4153 Reinach  
Schweiz



**ECOLAB EUROPE GMBH**  
Hofwiesenstrasse 349  
ch-8050 Zurich  
Schweiz



www.ecolab.com



www.soluscope.com